


Einsatz	20201215105340	LIVE ID	cweb-18	Name	John Doe	Rückrufnummer	+498191657220
Fallnummer	123456	Geburtsdatum	01.01.1970 (50 J.)	Gewicht	79 kg	Funkkennung	GS-Demo-1
Patienten-ID	123	Geschlecht	männlich	Größe	174 cm	Einsatzbeginn	15.12.2020 11:53

R-EKG 3 (15.12.2020 12:01)

CEB®: 461 (abnormal)

HF	68 1/min	T1	-- °C	P1	--/--(-- mmHg	SpCO	0 %	Transportmittel	Example ECG
PP	68 1/min	T2	-- °C	P2	--/--(-- mmHg	SpMet	-- %	Besatzung	corpuls
CO2	-- mmHg	SpO2	98 %	P3	--/--(-- mmHg	SpHb	-- g/dl	Organisation	GS corpuls
AF	-- 1/min	NIBD	125/78(94) mmHg	P4	--/--(-- mmHg	PI	3,1 %	Tel. Organisation	+498191657220

Geschwindigkeit 25,0 mm/s; Filter 0,05 Hz - 150 Hz; Netzfilter 50 Hz



Teil 1/4

R-EKG 3 (15.12.2020 12:01)

CEB®: 461 (abnormal)

HF	68 1/min	T1	-- °C	P1	--/--(-) mmHg	SpCO	0 %	Transportmittel	Example ECG
PP	68 1/min	T2	-- °C	P2	--/--(-) mmHg	SpMet	-- %	Besatzung	corpuls
CO2	-- mmHg	SpO2	98 %	P3	--/--(-) mmHg	SpHb	-- g/dl	Organisation	GS corpuls
AF	-- 1/min	NIBD	125/78(94) mmHg	P4	--/--(-) mmHg	PI	3,1 %	Tel. Organisation	+498191657220

Geschwindigkeit 25,0 mm/s; Filter 0,05 Hz - 150 Hz; Netzfilter 50 Hz



R-EKG 3 (15.12.2020 12:01)

CEB®: 461 (abnormal)

HF	68 1/min	T1	-- °C	P1	--/--(-- mmHg	SpCO	0 %	Transportmittel	Example ECG
PP	68 1/min	T2	-- °C	P2	--/--(-- mmHg	SpMet	-- %	Besatzung	corpuls
CO2	-- mmHg	SpO2	98 %	P3	--/--(-- mmHg	SpHb	-- g/dl	Organisation	GS corpuls
AF	-- 1/min	NIBD	125/78(94) mmHg	P4	--/--(-- mmHg	PI	3,1 %	Tel. Organisation	+498191657220

Geschwindigkeit 25,0 mm/s; Filter 0,05 Hz - 150 Hz; Netzfilter 50 Hz

(*) EKG Kurve wurde aus einer reduzierten Menge von Ableitungen errechnet und ist eine Annäherung




R-EKG 3 (15.12.2020 12:01)

CEB®: 461 (abnormal)

HF	68 1/min	T1	-- °C	P1	--/--(--) mmHg	SpCO	0 %	Transportmittel	Example ECG
PP	68 1/min	T2	-- °C	P2	--/--(--) mmHg	SpMet	-- %	Besatzung	corpuls
CO2	-- mmHg	SpO2	98 %	P3	--/--(--) mmHg	SpHb	-- g/dl	Organisation	GS corpuls
AF	-- 1/min	NIBD	125/78(94) mmHg	P4	--/--(--) mmHg	PI	3,1 %	Tel. Organisation	+498191657220

Geschwindigkeit 25,0 mm/s; Filter 0,05 Hz - 150 Hz; Netzfilter 50 Hz

(*) EKG Kurve wurde aus einer reduzierten Menge von Ableitungen errechnet und ist eine Annäherung




Einsatz	20201215105340	LIVE ID	cweb-18	Name	John Doe	Rückrufnummer	+498191657220
Fallnummer	123456	Geburtsdatum	01.01.1970 (50 J.)	Gewicht	79 kg	Funkkennung	GS-Demo-1
Patienten-ID	123	Geschlecht	männlich	Größe	174 cm	Einsatzbeginn	15.12.2020 11:53

R-EKG 3 (15.12.2020 12:01)

CEB®: 461 (abnormal)

HF	68 1/min	T1	-- °C	P1	--/--(-) mmHg	SpCO	0 %	Transportmittel	Example ECG
PP	68 1/min	T2	-- °C	P2	--/--(-) mmHg	SpMet	-- %	Besatzung	corpuls
CO2	-- mmHg	SpO2	98 %	P3	--/--(-) mmHg	SpHb	-- g/dl	Organisation	GS corpuls
AF	-- 1/min	NIBD	125/78(94) mmHg	P4	--/--(-) mmHg	PI	3,1 %	Tel. Organisation	+498191657220

Repräsentativer Schlag nach HES®



Ärztlich bestätigt:

EKG-Befund nach HES®

HF	69 /Min.	Achsen : P	53°
P	110 ms	*PQ	224 ms
*QRS	150 ms	QRS	-77°
QT	450 ms	T	54°
QTc	483 ms	*QTr	124 %
Sagittaltyp			

RHYTHMUS

Sinus Arrhythmie
A-V Block 1. Grades PR Dauer 224 ms

BEFUNDUNGS-HINWEISE

Rauschen 12 µV	gering											
RMS:	12	11	4	5	7	7	7	5				
Extremitäten-Abl.:	QRS			QRS	RS		RSRS	QR		QRS		RS
Brustwand-Abl.	:	*R			RSR		RSR	RS		RS		RS
M-Form in	:	V2	V3									
breites R in	:	AVR	V1									
breites R' in	:	V2										
breites S in	:	I	II	V4	V5	V6						
QT-Dispersion	:	Std	8 ms	Max	26 ms	aus	8/8	Abl.				
QT-Dispersion	:	Std	10 ms	Max	26 ms	aus	6/6	BW-Abl.				

QRS-T BEWERTUNG

kompletter Rechtsschenkelblock
linksanteriorer Hemiblock wahrscheinlich

GESAMTBEURTEILUNG

abnormales EKG

HES EKG 18.24-06b

Geschwindigkeit 25,0 mm/s; Filter 0,05 Hz - 150 Hz; Netzfilter 50 Hz



Einsatz	20201215105340		LIVE ID	cweb-18	Name	John Doe		Rückrufnummer	+498191657220
Fallnummer	123456		Geburtsdatum	01.01.1970 (50 J.)	Gewicht	79 kg		Funkkennung	GS-Demo-1
Patienten-ID	123		Geschlecht	männlich	Größe	174 cm	Einsatzbeginn	15.12.2020 11:53	
R-EKG 3 (15.12.2020 12:01)									CEB®: 461 (abnormal)
HF	68 1/min	T1	-- °C	P1	--/--(-) mmHg	SpCO	0 %	Transportmittel	Example ECG
PP	68 1/min	T2	-- °C	P2	--/--(-) mmHg	SpMet	-- %	Besatzung	corpuls
CO2	-- mmHg	SpO2	98 %	P3	--/--(-) mmHg	SpHb	-- g/dl	Organisation	GS corpuls
AF	-- 1/min	NIBD	125/78(94) mmHg	P4	--/--(-) mmHg	PI	3,1 %	Tel. Organisation	+498191657220
EKG-Vermessungstabelle nach HES®									

Störsignal im Rep. Zyklus (Median) : 1 µV

Ableitung:	I	II	III	AVR	AVL	AVF	V1	V2	V3	V4	V5	V6
Messwerte im QRS-Bereich						Referenz QRS-Beginn						
QRS-Konfig.	QRS	RS	RSRS	QR	QRS	RS	*R	RSR	RSR	RS	RS	RS
Q Dauer	22	0	0	46	26	0	0	0	0	0	0	0
Q Amplitude	-35	0	0	-170	-90	0	0	0	0	0	0	0
R Dauer	44	40	34	104	62	38	134	38	48	46	46	50
R Amplitude	255	165	155	305	420	135	645	570	460	620	630	350
S Dauer	84	110	68	0	62	112	0	14	26	104	104	90
S Amplitude	-280	-545	-640	0	-150	-560	0	-130	-295	-570	-520	-195
Q/R Verhältn.	0.00	0.00	0.00	0.55	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R/S Verhältn.	0.91	0.30	0.24	3.05	2.80	0.24	6.45	4.38	1.55	1.08	1.21	1.79
Integral	-80	-296	-211	191	68	-252	381	342	192	-90	-129	-38
Messwerte im ST-T Bereich						Referenz T-Ende						
ST Amplitude	10	35	25	-20	-10	30	-50	-65	-45	-10	20	25
pos T Ampl.	140	240	110	0	40	175	0	0	0	155	270	200
neg T Ampl.	0	0	0	-190	0	0	-245	-200	-150	0	0	0
Integral ST-T	163	292	127	-226	20	212	-320	-285	-199	154	305	233
Messwerte im P Bereich						Referenz P-Beginn						
P Extremwert 1	45	75	35	-60	0	50	50	70	70	55	50	40
Integral	24	46	22	-32	1	32	14	35	37	36	34	23

Dauern in ms, Amplituden in µV, Flächen in µV * ms * 0.01

Therapievorschlag:
Kein Therapievorschlag, EKG erfüllt nicht die spezifischen STEMI-Kriterien, abnormales EKG erwägen (200856)